

医薬部外品

サニットケア 薬用ハンドウォッシュマイルド

ダブル バイ ダブル

W×Wの**効果**で、
肌によさしく衛生手洗い

500
mL

サニットケアは【施設の感染対策や清掃、衛生管理をもっと「楽に、便利に、安全に」行える仕事環境を提供する】をコンセプトとしたブランドです。

W保湿成分 (グリセリン、ヘチマエキス) 配合

さらに低刺激成分(アミノ酸系界面活性剤)使用。毎日何度も繰り返す手洗いも、手肌にやさしく、潤いを保ちます。

W有効成分 (グリチルリチン酸塩、IPMP※) 配合


W有効成分とアミノ酸系界面活性剤の相乗効果で、高い殺菌効果と洗浄力を同時に発揮します。

※イソプロピルメチルフェノール

サッとすすげて、 使用後スツキリ

すすぎ性と洗い上がりのさっぱり感を追求。快適な手洗いと同時に、時短と節水に貢献します。

細菌への効果[※]




テスト条件：サニットケア薬用ハンドウォッシュマイルド：濃度×100：1、30秒接触
 テスト方法：Time-Kill試験（ASTM E2315-03）に基づき実施
 試験場所：弊社研究室

※すべての細菌に効果があるわけではありません。

サッとすすげて、時短と節水

当社品と比べ、約半分の時間に短縮(当社調べ)



テスト方法：水道水で軽く濡らした手拭い1枚に15秒間すすぎ、完全にすすぎ切るまでにかかった時間を測定した（N=7）

洗い方

- 1 手全体を水で濡らす
- 2 手洗い液を手取る
- 3 手のひら、指の腹面を洗う
手の甲、指の背を洗う
- 4 指の間、付け根を洗う
- 5 指先を洗う
- 6 親指・親指の付け根を洗う
- 7 手首を洗う
- 8 流水ですすぐ

- 9 ペーパータオルで水気を完全に拭き取る
タオル等の共用はしないこと
- 10 アルコール製剤を手取る
爪下・爪周辺に直接かけた後、手指全体によくすり込む

手洗い方法が動画で確認できます

手洗いマニュアルがダウンロードできます。

⚠️ 注意 必ずお守りください。

- 製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
- 湿しん、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。
- 赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。

商品データ

品名	サニットケア薬用ハンドウォッシュマイルド
販売名	ニイタカ 薬用WハンドウォッシュTla-1
容量	500mL×12本
商品外寸*	80mm×80mm×202mm
ケース外寸*	336mm×256mm×219mm
積層可能段数	3段
商品コード	250960
JANコード	4975657280197
ITFコード	14975657280194

成分表示など

有効成分	グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール
その他の成分	グリセリン、エタノール、ヤシ油脂肪酸アシルグルタミン酸、TEA液、ヤシ油脂肪酸サルコシンTEA、アルキルグリコシド、ヘチマエキス-1、無水エタノール、pH調整剤
香り	無香タイプ

*商品外寸は幅×長さ×高さ、ケース外寸は野縁寸法で記載しています。

*商品の外観、表示については予告なく変更することがあります。

BAOIOF

- 価格（税別）：10,680円/ケース（890円/本）
- 出荷単位：1ケースから（北海道、沖縄県及び離島は除く）